



Kompatibilität mit Mobilgeräten und Betriebssystemen

[Hier klicken für Deutsch](#)



Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon
OX29 0YL, UK

FreeStyle, Libre, and related brand marks are marks of Abbott. Other trademarks are the property of their respective owners.

©2022 Abbott ART43193-005 Rev. F 03/22



KOMPATIBILITÄT MIT MOBILGERÄTEN UND BETRIEBSSYSTEMEN

Mobilgeräte und Betriebssysteme (OS) werden regelmäßig getestet auf:

- Bluetooth-Konnektivität
- NFC-Scanleistung
- Kompatibilität der App mit Sensoren

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie:

- ein neues Betriebssystem auf Ihrem Smartphone installieren
- die App auf einem neuen Smartphone verwenden

Empfohlene Apps, Geräte und Betriebssysteme

APP	GERÄTE	BETRIEBSSYSTEME
FreeStyle Libre 3 (Version 3.2.1)	iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini, SE (2020)	iOS: 14.0.1, 14.1, 14.2, 14.2.1, 14.3, 14.4, 14.4.1, 14.4.2, 14.6, 15.2.1, 15.3
FreeStyle Libre 3 (Version 3.3)	Samsung Galaxy S7, S8, S9, S9+, S10, S21, A5, A40, A50	Android: 8, 9, 10, 11, 12
	Google Pixel 4, 4a, 4 XL, 5	
FreeStyle Libre 3 (Version 3.3.1)	Samsung Galaxy S7, S8, S9, S9+, S10, S21, A5, A40, A50	Android: 8, 9, 10, 11, 12
	Google Pixel 4, 4a, 4 XL, 5	

Smartwatch-Geräte, die die Benachrichtigungsspiegelung unterstützen (wenn sich das Smartphone in der Nähe befindet)

APP/PLATTFORM	GERÄTE	BETRIEBSSYSTEM
FreeStyle Libre 3 (Version 3.2.1)	Apple Watch Series 7	WatchOS 8.3
	Fitbit Versa 3	Fitbit OS 5.3
iOS 15.2.1		
FreeStyle Libre 3 (Version 3.3, 3.3.1)	Fitbit Versa 3	Fitbit OS 5.3
	Samsung Galaxy Watch 4	WearOS 3
Android 11		

Sobald weitere Geräte und Betriebssysteme ausgewertet wurden, wird diese Tabelle aktualisiert. Wenden Sie sich an den Kundenservice, um weitere Informationen über andere Smartphones und Betriebssysteme, die hier nicht aufgeführt sind, zu erhalten. Die Smartwatch-Benachrichtigungsspiegelung ist möglicherweise auf anderen Geräten verfügbar, die hier nicht aufgeführt sind. Eine vollständige Kompatibilitätsliste erhalten Sie bei Ihrem Smartwatch-Hersteller. Geräte, an denen ein Jailbreak vorgenommen wurde, und Beta-Betriebssysteme werden nicht bewertet oder unterstützt.

