

XDrip+ zeigt jetzt GVI und PGS an

Tipps, Technik & AusrüstungAnwendungen

Februar 2018

1/20

Februar 2018

Mai 2018



docslotnickMitbegründer – Typ 1

Feb '18

Mit der neuesten nächtlichen Version von xDrip+ berechnet die App jetzt den GVI (Glykämischer Variabilitätsindex) und den PGS (Glykämischer Status des Patienten).

Grundsätzlich misst der GVI die Länge Ihres CGM-Tracks über einen bestimmten Zeitraum. Je länger die Strecke, desto höher die glykämische Varianz.

PGS misst im Grunde Ihre GVI+ mittlere Glukose+ Zeit im Bereich und stellt sie in einer einzigen Zahl dar, die eng mit Ihrem glykämischen Zustand oder Ihrer Kontrolle zusammenhängt.

Diese Zahlen sollen bald zum Maß für die Diabeteskontrolle werden und SD und CV ersetzen.

Eine gute Einführung zu diesem Thema finden Sie hier:

<https://www.healthline.com/diabetesmine/a-new-view-of-glycemic-variability-how-long-is-your-line> 893