

Anleitung zur Beurteilung der Funktionalität eines Sensors

Falls Ihre Symptome nicht mit den Messwerten Ihres FreeStyle Libre 3 Messsystems übereinstimmen sollten, ist eine zusätzliche Prüfung der Zuckerwerte mittels eines Blutzucker-Messgeräts erforderlich. Um die Funktionalität des Sensors beurteilen zu können, benötigt Abbott drei Vergleichsmessungen. Bei der Durchführung und Dokumentation dieser Messungen helfen wir gerne.



Hinweis: Führen Sie die Vergleichsmessungen nur durch, wenn Sie sich in einer stabilen Stoffwechsellage befinden (waagerechter Trendpfeil). Bitte nicht direkt nach sportlicher Aktivität, Essen oder einer Insulingabe durchführen.

- 1 Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Vergleichsmessungen zügig durchführen. Der Sensorwert und der Blutwert sollten innerhalb von 10 Minuten ermittelt werden. Bitte dokumentieren Sie die Messungen in der Tabelle:**

	Uhrzeit	Trendpfeil	Sensorwert	Blutwert
Vergleichsmessung 1				
Vergleichsmessung 2				
Vergleichsmessung 3				

- 2 Sollten die drei Vergleichspaare gravierende Abweichungen aufweisen, notieren Sie bitte die unten stehenden Informationen:**

Infos zur App ¹ :	
Seriennummer des Sensors:	
LOT-Nummer der Teststreifen:	

- 3 Setzen Sie sich dann bitte erneut telefonisch mit unserem Kundenservice in Verbindung. Halten Sie dafür die oben stehenden, unter **1** und **2** dokumentierten Angaben bereit.**



FreeStyle
Libre

Abbott
life. to the fullest.®

1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten.
FreeStyle, Libre und damit verbundene Markennamen sind eingetragene Marken von Abbott.