

Pumpenvergleich Minimed 780g Ypsopump

Text	MiniMed 780g Vorteile	MiniMed 780g Nachteile	Ypsopump Vorteile	Ypsopump Nachteile
Größe B x H x T in mm		53 x 96 x 24	46 x 78 x 16	
Gewicht (mit Batterie & voller Ampulle) in g		113	83	
Batterie		AA		AAA
Bolus-Arten	Normalbolus, geteilter Bolus, verzögerter Bolus, Schnellbolus, 8 Boli voreinstellbar			Normalbolus, geteilter Bolus, verzögerter Bolus, Schnellbolus und Stacked Bolus
maximale Bolus pro Eingabe I.E.		25	30	
Basalraten-Profil	8			2
Temporäre Basalraten-Senkung/Erhöhung auf In 15-min-Schritten	0-200% in 5%-Schritten Für 0,5–24 h			0-200% in 10%-Schritten Für 0-24 h
kleinste Basalrate I.E./h	0,025			0,02
Insulin-Fassungsvermögen I.E.	180 und 300			160
Reservoir, Ampulle, Insulin	mit Reservoir	mit Reservoir	vorgefüllt	
Tastensperre		nein, Funktionssperre Verfügbar	ja, automatisch inkl. Zugriffssperre	
Sensor und Pumpe untereinander verbunden	ja			nein, nur über die APP
Handy erforderlich	nein			ja
Anzeige auf der Pumpe: CGM-Wert, Kurvenverlauf, aktives Insulin, letzte Insulinabgabe u. KH-Menge	mit und ohne APP, auch ohne die APP			nein, nur in der APP