



KOSTENLOSES UPDATE – FREESTYLE LIBRELINK¹⁻⁴ BALD FÜR ALLE PATIENTEN

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bei Abbott arbeiten ständig daran, die Glukosemessung weiter zu verbessern. Wir freuen uns sehr Ihnen bereits heute exklusiv mitzuteilen, dass in wenigen Wochen das kostenlose Update für die FreeStyle LibreLink App verfügbar sein wird. Sobald das Update verfügbar ist, informieren wir Sie selbstverständlich nochmals.

Wir haben die vielen tollen Neuerungen des App Updates im Folgenden für Sie zusammengefasst:



Die App ist mit FreeStyle Libre 2 Sensoren kompatibel und kann optionale Alarme ausgeben^{6,10}.



Mit der neuen App erhalten nun auch FreeStyle Libre Nutzer noch genauere Glukosewerte^{5,11}.



Dank des erweiterten Kopplungszeitraumes können Sie jetzt Ihr Smartphone³ bis zum letzten Tag der Sensorlaufzeit mit Ihrem Sensor verbinden.

Neuigkeiten für Ihre FreeStyle Libre 2 Patienten:

FreeStyle LibreLink App jetzt mit FreeStyle Libre 2 Sensoren kompatibel.



Somit können mit dem Smartphone optionale Alarmer⁶ in Verbindung mit den FreeStyle Libre 2 Sensoren ausgegeben werden¹⁰.

Das bedeutet: Noch mehr Sicherheit⁷⁻⁸ für Ihre Patienten.

Mit dem FreeStyle LibreLink App Update können Ihre Patienten nun auch ihre FreeStyle Libre 2 Sensoren auslesen – in gewohnt einfacher FreeStyle Libre-Weise^{4,9}.

Neuigkeiten für Ihre **FreeStyle Libre** Patienten:

Die FreeStyle LibreLink App ist nun noch genauer⁵.




- FreeStyle Libre Nutzer profitieren mit dem Update von einer noch höheren Messgenauigkeit⁵ und das über die gesamte Tragedauer des Sensors hinweg.
- Ihre Patienten erhalten bereits ab dem ersten Tag des Tragens noch genauere Messwerte – auch in niedrigen Glukosebereichen⁵.

Consensus Error Grid: FreeStyle Libre Messsystem im Vergleich zur Referenz



Consensus Error Grid: FreeStyle Libre Messsystem im Vergleich zur Referenz



- 100 %** aller Glukose-Messwerte liegen innerhalb von Zone A und B des Consensus Error Grids
- 89,1 %** der Glukose-Messwerte liegen in Zone A
- 90,6 %** der Glukose-Messwerte liegen ± 20 mg/dL ($\pm 1,11$ mmol/L) im niedrigen Bereich (< 80 mg/dL ($< 4,4$ mmol / L))
- 9,5 %** MARD über 14 Tage

Zeitverlauf	Tag 1	Tag 6	Tag 11	Tag 14
MARD	10,9 %	8,8 %	9,3 %	9,0 %

Herzlichst, Ihr FreeStyle Libre Team

Sie haben Fragen zum FreeStyle LibreLink App Update?
Wir helfen Ihnen gerne weiter unter



0800 – 6 64 74 44*

Impressum:

Firmenanschrift: Abbott GmbH & Co. KG, Abbott Diabetes Care, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden Telefon: +49 (0) 6122 58-0, Fax: +49 (0) 6122 58-2468, E-Mail: freestylelibre.de@abbott.com

Sitz der Gesellschaft: Wiesbaden (Hauptniederlassung), Amtsgericht Wiesbaden, HRA 4888

Persönlich haftende Gesellschafterin: Abbott Management GmbH, Sitz der Gesellschaft Wiesbaden, Amtsgericht Wiesbaden, HRB 12889

Geschäftsführer: Dr. Ansgar Resch, Greg Ahlberg

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Jaime A. Contreras

Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 113 824 221

FreeStyle, Libre, und damit verbundene Markennamen sind eingetragene Marken von Abbott Diabetes Care Inc. in verschiedenen Ländern.

© 2019 Abbott Diabetes Care / ADC-Nr.: ADC-2019-DE-0967 | April 2019

Wenn Sie keine E-Mails mehr von uns erhalten möchten, klicken Sie bitte [hier](#).

*Montag bis Freitag erreichbar von 8:00 bis 18:00 Uhr. Kostenlos aus dem deutschen Festnetz.

¹ FreeStyle LibreLink ist zertifiziert für Kinder ab 4 Jahren sowie Erwachsene und Schwangere. Die Aufsichtspflicht über die Anwendung und die Auswertung von FreeStyle LibreLink bei Kindern ab 4 Jahren und Jugendlichen bis 17 Jahren obliegt der Verantwortung einer volljährigen Person.

² Die Nutzung von FreeStyle LibreLink und LibreLinkUp erfordert eine Registrierung bei LibreView, einem Dienst von Abbott und Newyu Inc. FreeStyle Libre Lesegeräte und Sensoren sind bei Abbott erhältlich.

³ Die FreeStyle LibreLink und LibreLinkUp Apps wurden für NFC-fähige Smartphones mit Android-Betriebssystem entwickelt, die die OS-Version 5.0 (Lollipop) oder höher verwenden, sowie iPhones mit OS-Version 11 oder höher (iPhone 7.0 oder höher).

⁴ Die FreeStyle LibreLink App und das FreeStyle Libre Lesegerät haben ähnliche aber keine identischen Funktionen.

⁵ Clinical Report for Study Protocol ADC-US-VAL-17166: FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System Accuracy Study; Studie wurde mit 95 Erwachsenen durchgeführt; Clinical Report for Study Protocol ADC-US-VAL-17167: Effectiveness and Safety Study of the FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System in Pediatric Populations; Die Studie wurde mit 74 Personen (innerhalb der Altersgruppe: 4-17 Jahre) durchgeführt. Daten von beiden Studien liegen Abbott Diabetes Care vor und sind unter <https://freestyle.de/accuracy-of-freestyle-libre-2> einsehbar.

⁶ Alarmer sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden. Ob die Einschaltung des optionalen Alarms von FreeStyle Libre 2 im individuellen Fall sinnvoll bzw. empfehlenswert ist, sollte mit dem behandelnden Arzt besprochen werden

⁷ Pickup, John C. et al. Real-time continuous glucose monitoring in type 1 diabetes: a qualitative framework analysis of patient narratives. Diabetes Care 2014; 38: 544-550.

⁸ Houlder, S. K. and Yardley, J. E. Continuous Glucose Monitoring and Exercise in Type 1 Diabetes: Past, Present and Future. Biosensors 2018; 8: 73.

⁹ In einer von Abbott Diabetes Care durchgeführten Umfrage bei Erstanwendern von FreeStyle Libre stimmten 95% der Patienten zu, dass das Abrufen von Glukosewerte durch Scannen des FreeStyle Libre Sensors einfach war (10.666 von 11.147 haben der Aussage zugestimmt). Daten liegen Abbott Diabetes Care vor.

¹⁰ Die FreeStyle LibreLink App kann nur Alarmer ausgeben, wenn der FreeStyle Libre 2 Sensor nicht zuvor mit dem Lesegerät gestartet wurde. Wenn die FreeStyle LibreLink App und das FreeStyle Libre 2 Lesegerät gleichzeitig verwendet werden sollen, muss der Sensor zuerst mit dem FreeStyle Libre 2 Lesegerät gescannt werden. In diesem Fall kann nur das FreeStyle Libre 2 Lesegerät die Alarmer ausgeben.

¹¹ Da die noch höhere Genauigkeit aktuell nur für die Nutzer der FreeStyle LibreLink App verfügbar ist kann es dazu kommen, dass die Messwerte die Sie auf dem Lesegerät sehen von denen auf dem Smartphone abweichen. Wir werden Sie informieren, sobald ein Software Update für das Messgerät verfügbar ist.